



eHealth200-BCS Terminal/eHealth500 Terminal

Anleitungen zur Einrichtung in PVS/AVS/KIS Software
(lt. gematik Basisrollout Release 0.5.2)

Stand: 04/2011

Bitte beachten Sie:

Generelle PVS/AVS/KIS-Einrichtungshinweise für eHealth200 stationäre Kartenlesegeräte:

- Im Falle, dass ihre PVS/AVS/KIS das eHealth200 schon direkt unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag aus.
- Sollte es nötig sein das Gerät manuell einzurichten, geben Sie in den potentiellen Feldern bitte folgende Werte an (bitte beachten Sie, dass jede PVS/AVS/KIS andere Namen für die Eingabefelder besitzt):

Anschluss: USB

Terminal Nr.: 1 (falls dieses Feld vorhanden ist)

Port: 0 oder Port: 1

CT-API dll: CT_eHealth.dll

Manche PVS/AVS/KIS benötigen nur den Namen der Datei ohne die Erweiterung .dll

Generelle PVS/AVS/KIS-Einrichtungshinweise für eHealth500 mobile Kartenlesegeräte:

- Im Falle, dass ihre PVS/AVS/KIS das eHealth500 schon direkt unterstützt, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag aus.
- Sollte es nötig sein das Gerät manuell einzurichten, geben Sie in den potentiellen Feldern bitte folgende Werte an (bitte beachten Sie, dass jede PVS/AVS/KIS andere Namen für die Eingabefelder verwendet):

Anschluss: seriell oder COM

Terminal Nr.: 1 (falls dieses Feld vorhanden ist)

Port: 0

Sollte die Einstellung von Port = 0 nicht möglich sein, benutzen Sie bitte das eHealth500-Status-Tool Programm um den COM Port für das eHealth500 Gerät zu ermitteln und tragen diesen Wert als Portangabe ein.

Sollte sich das Tool nicht auf ihrer Produkt CD befinden, können Sie dieses von folgendem Link herunterladen: http://support.scmmicro.com/download/eHealth500_Status.zip

CT-API dll: ctscm500.dll


Manche PVS/AVS/KIS benötigen nur den Namen der Datei ohne die Erweiterung .dll

Software: EL
Version: 9.4a

Kontakt:
Softland GmbH Magdeburg
Liebknechtstraße 77
39110 Magdeburg

Fon 03 91/74 40 30
fax 03 91/744 03 11
info@softland-md.de

Screenshot Einstellungsdialoge:



Liste aller Patienten

EL-Nr. *	Patient *	etzt	CK	Pat.-Gruppe
006211	Adelt, John-Walter	4.08		
010811	Adler, Vladislav	2.08		
000847	Adrian, Jarmila	4.09		HAM
003117	Ahl, Eckhart	4.09		
010839	Ahl, Franz-Andreas	06.12.83	27.04.04	
008015	Ahrend, Dagobert	12.12.49	24.07.09	Dm1


Wartezimmer: 10.11.2009
3 Patienten

1. nur wartende
 2. auch fertige

P - Praxisgebühr
F - Fertig, G - GNR

Patient *	Zeit *	F	Trm *	P	G	Bemerkungen, Patienten-Gruppen
Mustermann, Professor Hans	13:10				-	011053,GOÄ
Fischer, Ottokar	13:13				-	011049
• Schmidt, Fred	13:13			x	-	011052

eHealth200:



The screenshot shows the 'Systemeinstellungen' (System Settings) window in the Elaphe Longissima 9.3 software. A warning dialog box is displayed in the foreground, stating: 'Bitte starten Sie EL neu, damit die neue Einstellung 'USB-Gerät (CTAPI-DLL ct_ehealth dll, Port 1)' wirksam wird!' (Please restart EL so that the new setting 'USB device (CTAPI-DLL ct_ehealth dll, Port 1)' becomes effective!). The dialog also includes the instruction: 'Stellen Sie außerdem sicher, dass ein passender Gerätetreiber installiert ist.' (Also make sure that a suitable device driver is installed.) and an 'OK' button.

In the background, the 'Systemeinstellungen' window is visible. It contains a table of printer settings:

Nr.	Drucker	Emulation	Pin	Mgr
01	Anmeldung	EPSON LQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Below the table, there are fields for 'Chipkarten-Leser' (Chip card reader) and 'Scanner'. The 'Chipkarten-Leser' section shows 'USB-Gerät' selected and 'Port CTAPI-DLL' set to '1' with 'ct_ehealth' as the driver. The 'Scanner' section has checkboxes for 'Reihenfolge der Seiten ertragen' and 'Scanner hat automatischen Einzug', and a 'Reset Scanner' button.

At the bottom of the settings window, there is a 'Test Java' button and a note: 'Alle Prüfmodule (z.B. KVDT, DMP, DALE-UV) erfordern Java:'.

eHealth500:

98-09-DEMO: HST Mandant A -- Station PC-11060 -- Di, 10.11.09 -- Elaphe Longissima 9.3 -- SofRand GmbH Magdeburg

Behandlung Datenbank Kürzel/Muster Abrechnung Statistik Optionen Fenster Information

Mandant A -- Patientenaufnahme und Wartezimmer

Systemeinstellungen

Praxisweit verfügbare Formuldrukker - Nadeldrukker kennzeichnen (Pin) - Ggf. für Druckmanager vorsehen (Mgr) - Nach Änderungen bitte EL auf allen betroffenen Arbeitsstationen neu starten !

Nr.	Drucker	Emulation	Pin	Mgr
01	Anmeldung	EPSON LQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Drucker hinzufügen

Elaphe Longissima 9.3

Bitte starten Sie EL neu, damit die neue Einstellung 'USB-Gerät (CTAPI-DLL ctscm500.dll, Port 1)' wirksam wird !

Stellen Sie außerdem sicher, dass ein passender Gerätetreiber installiert ist.

OK

Maximale Dateigröße für Zuordnung von Dokumenten (Mandant A)

Temp-Verzeichnis dieser Arbeitsstation C:\DOKUME~1\...

Externe Geräte / Software an dieser Arbeitsstation

Chipkarten-Leser Port CTAPI-DLL

USB-Gerät 0 ctscm500

E-Mail-Versand (Mandant A)

Geräteanbindung, z.B. EKG, EEG, Sono, Video Schnittstellen zu externen Geräten

Scanner

Reihenfolge der Seiten erfragen

Scanner hat automatischen Einzug

Reset Scanner

Alle Prüfmodule (z.B. KVDT, DMP, DALE-UV) erfordern Java : Test Java

at.-Gruppe

CK Neu EV

EL-Nr., Name, geboren am

Vorname

P - Praxisgebühr
F - Fertig, G - GNR

Tagesliste

Bemerkungen, Patienten-Gruppen