

Software: Med7
Version: ab 7.77a

Kontakt:
 Bitron GmbH Technologie Systeme
 Bürgeler Str. 18 A
 63075 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8600 68 50
 Telefax: 069 / 8600 68 521


E-Mail: info@bitron.de
 URL: www.med7.de

Zur Anbindung der SCM eHealth200 und SCM eHealth500 Geräte muss mindestens die Med7 Version V7.77a (Quartalsupdate II/2011) installiert sein!

Diese Programmupdate für V7.77a steht auf der Med7 Webseite unter dem Navigationspunkt „Updates“ zum Download bereit.

eHealth200:

Bitte verbinden Sie das eHealth200 mit ihrem PC und klicken auf die Schaltfläche „USB S“ (roter Kreis im Screenshot) und folgen einfach den Anweisungen am Bildschirm.



eHealth500:

Bitte verbinden Sie das eHealth500 mit ihrem PC und klicken auf die Schaltfläche „USB M“ (roter Kreis im Screenshot) und folgen einfach den Anweisungen am Bildschirm.

Sie müssen für die Übertragung der KVK und eGK-Daten die PIN am Gerät angeben!

